

Einfach einmalig aufgestellt.



Hervorragende Einmalinstrumente für jede Anforderung



 **Fuhrmann**[®]

Gut beraten. Besser versorgt.

Einfach einmalig aufgestellt.

Wirtschaftlich, einfach, sicher – mit sterilen Einmalinstrumenten von Fuhrmann entscheiden Sie sich für eine optimale Versorgungsqualität. Sofort einsatzbereit, leicht zu nutzen, jederzeit steril und funktionsfähig – so helfen Ihnen unsere Einmalinstrumente, Ihre täglichen Aufgaben und Behandlungen hygienisch einwandfrei und komfortabel durchzuführen. Anstatt aufwendiger Wiederaufbereitung und Dokumentation können Sie sich auf das konzentrieren, was Ihnen am Herzen liegt: eine zuverlässige Patientenversorgung.



Pinzetten

Seite 12–13



Scheren

Seite 14–15



Klemmen

Seite 16–17



**Für jede Anwendung
die passende Lösung**

In enger Abstimmung mit den Anwendern haben wir ein umfangreiches Produktsortiment für vielfältige Anwendungen entwickelt. Diverse Produktausführungen und -spezifikationen ermöglichen den Einsatz von Einmalinstrumenten auf ganzer Linie und sorgen dafür, dass Sie auf Station, im OP, beim ambulanten Operieren und in der Arztpraxis immer gut aufgestellt sind.



Nadelhalter

Seite 18–19



Ergänzungsinstrumente

Seite 20–21



Set-Komponenten

Seite 22–23

Wirtschafts- wunder

Fuhrmann Einmalinstrumente ermöglichen Kosteneinsparungen von bis zu 40 %.*

Sterile Einmalinstrumente rechnen sich nicht nur in der Anschaffung, sondern sparen auch in der Anwendung wertvolle Zeit und Kosten.

Zudem überzeugt Fuhrmann durch die ganzheitliche Betrachtung und Optimierung Ihrer Bestell- und Anwendungsprozesse. So vereinbaren Sie Patientensicherheit mit hoher Wirtschaftlichkeit und Effektivität.



* Im Vergleich zum Mehrweginstrument; abhängig von der Art des Einmalinstruments und der individuellen Höhe der Aufbereitungskosten.

Geringere Kosten, mehr Zeit für Ihre Patienten

Mit sterilen Einmalinstrumenten betriebswirtschaftlich immer einen Schritt voraus

Verordnen Sie Ihren Prozessen eine Diät

Mit sterilen Einmalinstrumenten minimieren Sie effizient Ausgaben, Risiko und Aufwand. Der zeit- und kostenaufwendige Prozess der Aufbereitung entfällt, dadurch beschleunigen und optimieren Sie Ihre Abläufe. Ihre Mitarbeiter werden entlastet und gewinnen neue Kapazitäten. Einmalinstrumente stehen jederzeit funktionsfähig zur Verfügung. Zeitintensive Tätigkeiten wie das Prüfen, Warten und Reparieren von Mehrweginstrumenten gehören der Vergangenheit an. Dokumentieren, Verpacken und Sterilisieren ist nicht mehr nötig.

Das Fuhrmann-Service-Plus:

Einmalinstrumente sind nicht nur günstiger, sondern auch eine gute organisatorische Entscheidung. Unsere erfahrenen Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Umstellung. Neben der Betrachtung Ihres tatsächlichen Bedarfs und Optimierung Ihrer Beschaffungsprozesse steht Ihnen auch bei Beratungs- und Schulungsbedarf ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Zeitgewinn:

- + Wegfall der Wiederaufbereitung und Dokumentation
- + Keine Reparaturen & Kontrollen nötig
- + Kürzere Rüstzeiten
- + Freisetzen personeller Kapazitäten

Kostenminimierung:

- + Geringere Investitionskosten
- + Einsparen von Wasser, Reinigungsmittel und Energie
- + Kein Schwund
- + Entlastung Ihrer Reinigungs- und Desinfektionsgeräte



Sauberermann

**Fuhrmann Einmalinstrumente
sind jederzeit einsatzbereit,
hygienisch und sicher.**

Sterile Einmalinstrumente sorgen für einen optimalen und zuverlässigen Schutz von Anwendern und Patienten.

Ob einzeln verpackt oder in Sets integriert – Fuhrmann gewährleistet eine Sterilität von bis zu drei Jahren.



Hygiene ohne Kompromisse – und mit einem guten Gewissen

Für Anwender und Patienten eine saubere Sache

Gehen Sie auf Nummer sicher

Ersparen Sie sich aufwendige logistische Prozesse und Transportwege zwischen den Anwendungsbereichen und der Sterilisation. Einmalinstrumente bieten eine hohe Funktionssicherheit für den Anwender und stehen jederzeit steril und einsatzbereit zur Verfügung. Risiken durch Kreuzkontaminationen sind ausgeschlossen, das Infektionsrisiko wird deutlich reduziert. Sofort verfügbar und immer optimal funktionsfähig, leisten sie einen wertvollen Beitrag für eine sichere Patientenversorgung – auch im Notfall.

Die eindeutige Kennzeichnung mit dem roten Bändchen gewährleistet eine schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrwegprodukten.

Zurück in den Wertstoffkreislauf

Auch aus ökologischer Sicht sind Sie durch den Einsatz von Fuhrmann Einmalinstrumenten gut aufgestellt. Unsere Einmalinstrumente sind aus recyclingfähigem Edelstahl gefertigt. Nach der Benutzung werden die Instrumente einfach in den vorhandenen Abwurfbehältern entsorgt. Im Rahmen des Entsorgungsprozesses kann der Stahl aussortiert und zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. So wird das eingesetzte Material erfolgreich in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt.



Das Fuhrmann-Service-Plus:

Personalressourcen optimal nutzen: Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin mit Ihrem persönlichen Fuhrmann-Ansprechpartner und prüfen Sie, welche Mehrwegprodukte durch Einmalinstrumente ersetzt werden können. So gewinnen Sie mehr Zeit und Sicherheit bei der intensiven Wiederaufbereitung komplexer Mehrwegprodukte.

Zuverlässige Hygiene:

- + Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren
- + Ausschluss von Kreuzkontaminationen
- + Klare Kennzeichnung als Einmalinstrument
- + Einfach, praktisch und sicher in der Anwendung – auch im Notfall
- + Personelle Entlastung und Konzentration im Bereich der Wiederaufbereitung



Spitzenkraft

Fuhrmann Einmalinstrumente stehen für konstant hohe Qualität bei Material, Verarbeitung und Funktionalität.

Mit neuen Produktvarianten in feiner Ausführung sorgen Einmalinstrumente von Fuhrmann nun für noch mehr Präzision bei kleinchirurgischen Operationen.

Damit Sie für jede Behandlung gut aufgestellt sind.



Beste Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Fuhrmann Einmalinstrumente liefern Spitzenqualität für Spitzenkräfte

Vertrauen Sie auf unseren konstant hohen Qualitätsstandard

Unsere sterilen Einmalinstrumente sind aus hochwertigem, recyclingfähigem Edelstahl gefertigt und mit einer eindeutigen Farbmarkierung sofort als Einmalinstrument erkennbar. Der gesamte Veredelungsprozess, wie Reinigen, farblich Markieren, Verpacken und Sterilisieren, findet in unserer eigenen Produktion in Europa statt. So geht jedes Produkt mehrfach durch die Hände unserer erfahrenen Mitarbeiter, die damit direkte Qualitätskontrollen am Produkt sicherstellen.

Unseren Kunden maximale Qualität und Sicherheit zu bieten, hat für uns oberste Priorität. Ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem garantiert eine ganzheitliche Prozesskontrolle von Anfang an. Über die regelmäßige Material- und Prozessüberwachung hinaus stehen auch unsere Verpackungen für höchste Qualität. Sie sind anwenderfreundlich, funktional gestaltet und bieten optimale Handhabung sowie zuverlässige Sterilität.



Zertifizierte Qualität:

- + Hochwertiger, recyclingfähiger Edelstahl
- + Veredelung in Europa
- + Zertifizierter Herstellungsprozess
- + Neue, hochwertige Papier-Folien-Verpackung



Einfache und sichere Handhabung:

- + Steril
- + Leicht zu öffnen
- + Robust
- + Mit Spitzenschutz

TIPP: Auch alle unsere Sets enthalten ausnahmslos original Fuhrmann Einmalinstrumente mit der roten Farbmarkierung. Denn auch hier setzen wir zu 100% auf die bewährte Fuhrmann-Qualität!

Multitalent

Mit über 60 hochwertigen Produkten garantieren Fuhrmann Einmalinstrumente Präzision und Vielfalt aus einer Hand.

In enger Abstimmung mit den Anwendern hat Fuhrmann ein vielfältiges Produktsortiment entwickelt: vom gängigen Standard-Instrument über besonders feine Ausführungen bis hin zu einer breiten Auswahl an Instrumenten für die Wundversorgung.



Ihr Rundum-sorglos-Paket: Präzision trifft Vielfalt

Für jede Anwendung die passende Lösung

Wählen Sie aus unserem leistungsfähigen Sortiment

Verschiedene Einsatz- und Anwendungsbereiche erfordern individuelle Instrumente, Ausführungen und Spezifikationen. In enger Abstimmung mit den Anwendern hat Fuhrmann ein Produktsortiment entwickelt, das neben Scheren, Nadelhaltern, Pinzetten und Klemmen auch diverse Ergänzungsprodukte und Setkomponenten zur Auswahl bereitstellt.

Das Fuhrmann-Service-Plus:

Ihre Anforderungen sind unser Ansporn. Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Lösung oder ein Individual-Set? Sprechen Sie mit uns! Wir stellen Ihnen Ihr individuelles Wunschprodukt zusammen und passen die Set-Inhalte exakt an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

→ **Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 23.**

Umfangreiches Sortiment:

- + Ausführungen: Standard & fein
- + Große Auswahl für das Wundmanagement
- + Zahlreiche Ergänzungsprodukte
- + Zusätzliche Instrumente als Set-Komponenten erhältlich

Breite Einsatzmöglichkeiten:

- + Station
- + Ambulanz
- + Rettungsdienst
- + Ambulante OP-Zentren
- + Alten- & Pflegeheime
- + Arztpraxis



Pinzetten

Unsere Einmal-Pinzetten dienen zum Halten und Fassen von Geweben und medizinischen Hilfsstoffen.



Micro-Adson-Pinzette, anatomisch

Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360000-3



NEU



Adson-Pinzette, anatomisch

Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36399-3



Semken-Pinzette, anatomisch, fein

Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360019-3



NEU



Standard-Pinzette, anatomisch, schmal

Länge	11,5 cm
Inhalt	25/125
REF	38935-3



Standard-Pinzette, anatomisch, schmal

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36285-3



Standard-Pinzette, anatomisch


Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36279-3





Splitterpinzette

Länge	11,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36400-3



DeBakey-Pinzette, atraumatisch

Länge	15,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360001-3



NEU



Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch

Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360002-3



NEU



Adson-Pinzette, chirurgisch

Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36398-3



Semken-Pinzette, chirurgisch, fein

Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36284-3



Standard-Pinzette, chirurgisch, mittelbreit

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36283-3



Standard-Pinzette, chirurgisch

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36282-3



Anatomische Pinzetten eignen sich besonders zum schonenden Fassen leicht verletzlicher Strukturen wie zum Beispiel Blutgefäßen oder Nerven.

Chirurgische Pinzetten können durch ihre spitzen Zähne erfasste Gewebeteile oder Materialien sehr gut fixieren. Sie eignen sich daher besonders zum festen und sicheren Fassen von Strukturen.

Atraumatische Pinzetten sind durch ihr feines Zahnprofil besonders gewebeschonend. Trotz geringen Drucks kann bei atraumatischen Pinzetten ein Abgleiten von Gewebe verhindert werden.

Scheren

Unsere Einmal-Scheren dienen zum Schneiden von Fäden und leichtem Verbandmaterial sowie zum Präparieren von Gewebe.



Irisschere, spitz/spitz, gerade

Länge 11,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36466-3



Irisschere, spitz/spitz, gebogen

Länge 11,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36977-3



Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, fein

Länge 11,5 cm

Inhalt 25/125

REF 38963-3



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade

Länge 14,5 cm

Inhalt 25/125

REF 36287-3



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen

Länge 14,5 cm

Inhalt 25/125

REF 36297-3



Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gerade

Länge 14,5 cm

Inhalt 25/125


REF 36292-3





Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gebogen

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36280-3



Chirurgische Schere, spitz/spitz, gerade

Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36938-3



Lister-Verbandschere, klein

Länge	14,0 cm
Inhalt	20/100
REF	36883-3



Lister-Verbandschere, groß

Länge	18,0 cm
Inhalt	20/100
REF	36882-3



Braun-Stadler- Episiotomieschere

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36937-3



Nabelschnurschere, gebogen

Länge	16,0 cm
Inhalt	20/100
REF	360008-3



NEU



Nagelschere, gebogen

Länge	9,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360009-3




NEU

Man unterscheidet Präparierscheren zum Durchtrennen von Gewebe, chirurgische Scheren als Materialscheren und Scheren mit speziellen Zweckbestimmungen wie z. B. die Episiotomieschere für den Dammschnitt, die Nabelschnurschere oder die Verbandschere.

Klemmen

Unsere Einmal-Klemmen sind zum Halten und Fassen von Gewebe und Material vorgesehen. Eine Klemme ist in Größe und Stärke dem Gewebe und Material anzupassen.



Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, fein



Länge	12,5 cm
Inhalt	25/125
REF	38942-3



Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gerade



Länge	12,5 cm
Inhalt	25/125
REF	360005-3



NEU

Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen



Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36291-3



Pean-Klemme, anatomisch, gerade



Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36401-3



Pean-Klemme, anatomisch, gerade



Länge	18,0 cm
Inhalt	20/100
REF	36427-3



Rochester-Pean-Klemme, anatomisch, gebogen



Länge	16,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36290-3



Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gerade



Länge	12,5 cm
Inhalt	25/125
REF	360003-3



NEU

Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gebogen



Länge	12,5 cm
Inhalt	25/125
REF	360004-3



NEU

Kocher-Klemme, chirurgisch, gerade



Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36402-3



Schlauchklemme, glattes Maul



Länge	16,5 cm
Inhalt	20/100
REF	360010-3



NEU

Backhaus-Tuchklemme, stumpf, gebogen



Länge	11,5 cm
Inhalt	25/125
REF	360011-3



NEU

Backhaus-Tuchklemme, scharf, gebogen



Länge	11,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360012-3



NEU

Abhängig von Form und Maulinnenfläche unterscheidet man auch hier in anatomische, chirurgische und atraumatische Klemmen und Klemmen mit spezieller Zweckbestimmung, z. B. die Schlauchklemme.

Nadelhalter

Unsere Einmal-Nadelhalter dienen zum Halten und Führen von chirurgischen Nadeln beim Vernähen von Wunden und Gewebe.



Halsey-Nadelhalter



Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	35713-3



Mayo-Hegar-Nadelhalter



Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36281-3



Nadelhalter mit Schere



Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36289-3



Führungskraft

Einmalinstrumente von Fuhrmann setzen Maßstäbe in Qualität, Funktion und Sortimentsvielfalt.

Seit über 40 Jahren steht der Name Fuhrmann für eine rundum sichere Patientenversorgung. Als Systempartner unterstützen wir unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen und effizienten Lösungen.

Berechnen Sie Ihr Einsparpotenzial beim Umstieg auf Einmalinstrumente mit unserem Online-Kalkulator:
www.fuhrmann.de/online-kalkulator/



Ergänzungsinstrumente

Unsere Einmal-Ergänzungsinstrumente bieten Ihnen noch mehr Vielfalt, vor allem im Bereich der Wundversorgung.



Weitlaner-Wundspreizer, stumpf, mit Arretierung

Länge	13,0 cm
Inhalt	8/40
REF	360013-3



NEU



Weitlaner-Wundspreizer, scharf, mit Arretierung

Länge	13,0 cm
Inhalt	8/40
REF	360014-3



NEU



Fox-Wundkürette, Durchmesser 2,5 mm

Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360015-3



NEU



Fox-Wundkürette, Durchmesser 3,3 mm

Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360016-3



NEU



Senn-Miller Wundhaken-Kombination

Länge	16,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36419-3



Desmarres-Lidhaken

Länge	16,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360017-3



NEU



Scharfe-Löffel-Kombination, klein

Länge 16,0 cm

Inhalt 25/125

REF 360006-3



NEU



Scharfe-Löffel-Kombination, mittel

Länge 16,0 cm

Inhalt 25/125

REF 360007-3



NEU



Scharfe-Löffel-Kombination, groß

Länge 17,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36375-3




Klammerentferner

Länge

Inhalt 20/200

REF 17725




Magill-Zange, klein

Länge 17,0 cm

Inhalt 15/75

REF 38940-3



Magill-Zange, groß

Länge 25,0 cm

Inhalt 15/60

REF 38618-3



NEU



Kornzange mit Sperre

Länge 20,0 cm

Inhalt 20/100

REF 36403-3



Kristeller-Spekulum, 2-teilig

Länge 11 x 2,7cm

Inhalt 10/40

REF 360018-3



NEU

Ein Instrument kommt selten allein ...

... denn in der Regel werden für eine Behandlung weitere Medizinprodukte benötigt wie z. B. zusätzliche Instrumente, Kompressen oder anderes Zubehör. Deshalb sind alle Fuhrmann Einmalinstrumente auch im sterilen Set erhältlich, vom praktischen Naht-Set bis hin zu fachbereichsspezifischen Behandlungseinheiten wie unserem IUP- oder IVOM-Set.

Anstatt alle erforderlichen Bestandteile einzeln

- + zu bestellen
- + zu lagern
- + zu picken
- + steril zu öffnen
- + bereitzustellen
- + zu dokumentieren
- + zu entsorgen

haben Sie mit **1** Set jederzeit alle Komponenten griffbereit – verbunden mit höchster Hygiene- und Prozesssicherheit!



Sie benötigen eine für Sie maßgeschneiderte, individuelle Lösung?

Beim Individual-Set werden die Set-Inhalte auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Sprechen Sie mit uns und stellen Sie Ihr individuelles Wunschprodukt zusammen.



Zusätzliche Instrumente für die Set-Konfiguration:

Pinzette , chirurgisch, Standard	12,5 cm
Fadenziehschere	11,5 cm
Metzenbaum-Schere , stumpf/stumpf, gebogen	20,0 cm
Brünings-Zungenspatel	19,0 cm
Lidsperrerr , gefensterter, klein	
Lidsperrerr , gefensterter, mittel	
Lidsperrerr , geschlossener, groß	
Kornzange , gebogen	26,5 cm
Maier-Kornzange , gebogen	18,0 cm
Mayo-Hegar-Nadelhalter NEU	18,0 cm
Metzenbaum-Schere , stumpf/stumpf, gerade NEU	23,0 cm
Pinzette , anatomisch, mittelbreit NEU	25,0 cm
Uterussonde , graduiert in cm, starr, gebogen NEU	33,0 cm
Schröder-Kugelzange NEU	25,0 cm



So entsteht Ihr Individual-Set

Das Prinzip ist denkbar einfach: Wir analysieren Ihren Bedarf und stellen das speziell für Sie optimierte Set zusammen. Dabei profitieren Sie von unserer 20-jährigen Erfahrung im Set-Bereich.

1



Schritt 1: Was benötigen Sie?

In einem persönlichen Beratungsgespräch erfassen unsere Mitarbeiter Ihre Anforderungen. Die gewünschten Inhalte des Sets werden konkret definiert, die Packreihenfolge wird festgelegt und der geschätzte Jahresbedarf angegeben. Alle Informationen werden in unserem Set-Erhebungsbogen dokumentiert.

2



Schritt 2: Jetzt sind wir dran!

Unsere Mitarbeiter im Produktmanagement konfigurieren und kalkulieren Ihr Set. Unser Team im Qualitätswesen prüft die Inhalte des Sets auf Machbarkeit und erteilt die Freigabe.

3



Schritt 3: Zeit für den Praxistest

Zeitnah präsentieren wir Ihnen ein unsteriles Muster des Sets und stellen Ihnen gerne sterile Muster für Ihren Praxistest zur Verfügung. Änderungen, wie beispielsweise die Packreihenfolge oder auch individuelle Zusatzartikel, werden aufgenommen.

4



Schritt 4: Bereit für den Einsatz

Sobald das Set von Ihnen freigegeben ist, erfolgt die Auftragserteilung. Alle relevanten Daten zum Produkt werden in einer schriftlichen Liefervereinbarung erfasst. Nun startet die Produktion. Ab dem Zeitpunkt der ersten Belieferung bevorraten wir Ihren Dreimonatsbedarf abrufbereit auf Lager, die Lieferzeit für Ihr Set beträgt dann maximal 48 Stunden.

Einfach einmalig aufgestellt.

Hervorragende Einmalinstrumente für jede Anforderung

Wirtschafts-
wunder



Sauber
mann



Spitzenkraft



Multitalent



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + Zeit und Kosten sparen
- + Keine Wiederaufbereitung und Dokumentation
- + Jederzeit einsatzbereit und funktionsfähig
- + Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren
- + Ausschluss von Kreuzkontaminationen
- + Klare Kennzeichnung als Einmalinstrument
- + Einfache Entsorgung und Rückführung in den Wertstoffkreislauf



Überreicht durch:



Erfahren Sie mehr:
www.fuhrmann-einmalinstrumente.de

Fuhrmann GmbH
Gewerbegebiet Bövingen 139
D-53804 Much

Telefon +49 2245 9196-0
Telefax +49 2245 9196-60
E-Mail info@fuhrmann.de

 **Fuhrmann**[®]

Gut beraten. Besser versorgt.