











**WERO SWISS® PROTECT
EN 14683:2019, TYP II R**

| | |
|--|--|
| PRODUKT | Nasen-Mund – Schutz für den Einmalgebrauch, unsteril REF AW2020 050 001 |
| ZWECKBESTIMMUNG | Minimierung der Übertragung von Krankheitserregern vom Träger der Hygienemaske auf die Umgebung und auf Personen im Umfeld des Trägers. |
| KLASSIFIZIERUNG | Klasse 1, unsteril gemäss Anhang VIII, der Medizinprodukte-Richtlinie (EU) 2017/745, Regel 1 |
| AUSFÜHRUNG | 3-lagiges Filtermedium, glasfaserfrei, geruchlos, latexfrei 3-fach gefaltet |
| FILTERLEISTUNG | >98% Durchschnittswert nach EN 14683:2019 |
| ABMESSUNGEN | Länge 175mm +-5mm / Breite 95mm +-5mm |
| VORDERSEITE | 100% PP-Vliesstoff 25g/m2, prü |
| INNENSCHICHT | PP-Melt Blown Filter 20g/m2 |
| RÜCKSEITE | 100% PP Vliesstoff 25g/m2 |
| ELASTISCHES BAND | Elastisches Band 70% Polyester, 30% Elasthan, Dehnung 120%, 3mm |
| NASENBÜGEL | Polyethylen, galvanisierter Stahldraht weiss Länge 120 mm / Breite 3mm / Dicke 1mm |
| VERPACKUNG | 50 Stück in Faltschachtel / 28 Faltschachteln in Transportkarton |
| LAGERUNG | Haltbarkeit 5 Jahre / Trocken bei 5-35°C vor Licht geschützt lagern |
| ALLEMEINE HINWEISE | Alle eingesetzten Materialien sind frei von CMR und Reizstoffen. |
|          | |
| GEFAHRENHINWEISE | Gemäss Risikoanalyse besteht bei sachgemässer Anwendung keine Gefährdung für Anwender, Patient und Pflegepersonal. |
| ENTSORGUNG | Für unsere Produkte werden nur Roh- und Hilfsmaterialien verwendet, die mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können. |
|  | Name und Adresse des Herstellers: Wernli AG, Verbandstoffe Eggasse 4 4852 Rothrist Tel. +41 62 785 60 00 / Fax +41 62 794 42 52 info@weroswiss.com / www.weroswiss.com CEO Felix Schönlé |